

CONÉCTESE CON LOS  
MOMENTOS QUE AMA



NAÍDA CIM



ADVANCED  
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



# LAS CONEXIONES PODEROSAS COMIENZAN AQUÍ

La vida está llena de momentos asombrosos. Momentos que inspiran, estimulan y lo conectan; por eso, quiere disfrutar activamente de todos los momentos de la vida.

Durante más de 25 años, **Advanced Bionics** ha sido el líder en innovación de implantes cocleares. Ahora, en colaboración con **Phonak**, el líder mundial en salud auditiva, presentamos el implante coclear más avanzado hasta ahora: **el procesador de sonido Naída™ CI M.**

Mediante el aprovechamiento de la potencia de la **plataforma Marvel de Phonak**, el dispositivo Naída CI M le ofrece una solución auditiva personalizable que se ha diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades exclusivas, ya sea en el trabajo, divirtiéndose o mientras viaja.

Con el dispositivo Naída CI M, le damos la bienvenida a un mundo de conexiones poderosas, hoy y en el futuro.

NAÍDA CI M



## EL PROCESADOR DE SONIDO NAÍDA CI M SE HA DISEÑADO PENSANDO EN USTED

Naída CI M es parte de un sistema avanzado de implantes cocleares que brinda una excelente experiencia auditiva. Esto quiere decir un sonido potente y una audición excelente en cualquier entorno, además de una flexibilidad y durabilidad que le permitirán vivir todas las aventuras de la vida que le esperan.

Naída CI M ofrece una amplia variedad de funciones que se han diseñado para mejorar la audición en todos los ambientes sonoros con el uso del sistema operativo AutoSense OS™ 3.0 y la transmisión directa desde una gran cantidad de dispositivos. Tenga la seguridad de que todos los aspectos del sistema se han diseñado para que funcionen de manera eficaz y se puedan utilizar de la manera más sencilla.



### Micrófonos


Una serie de micrófonos instalados en la antena receptora y el procesador captura sonidos y envía las señales al procesador de sonido.

### Procesador de sonido

El procesador de sonido que se lleva en la oreja analiza los sonidos y los envía al implante a través de la antena receptora.

### Antena receptora

La antena receptora se acopla con un imán al implante coclear y es totalmente desmontable.



### Implante

Internamente, el implante coclear HiRes™ Ultra 3D y la matriz de electrodos reciben la señal procesada y estimulan el nervio coclear. Estas señales viajan al cerebro, donde se interpretarán como sonidos. El implante es compatible con RM; por lo que, si debe someterse a una RM, no será necesario extraer el implante.

### Accesorios

En el caso de entornos particulares como la piscina, restaurantes ruidosos o reuniones, existe una variedad de accesorios que se han diseñado para ayudarle a tener una mejor audición y participar en las conversaciones.



## DISEÑADO PARA LA VIDA. DISEÑADO PARA USTED.

Con el trabajo, el tiempo en familia, el ejercicio físico y una agenda social llena, sus días suelen llenarse con rapidez. Muchas de las cosas que más disfruta incluyen ambientes sonoros exigentes. Sin importar dónde se encuentre o qué esté haciendo, siempre desearía tener la mejor audición.

El dispositivo Naída CI M se ha diseñado pensando en usted y su estilo de vida lleno de actividades. Su conjunto de variadas funciones le brinda tranquilidad para que en cualquier situación tenga la poderosa y sencilla experiencia auditiva que desea. Así que llene su agenda. Dedíquese a lo que le apasiona. Permita que el dispositivo Naída CI M le ayude a disfrutar su vida al máximo.

### Ejercicio físico

Ya sea si practica ejercicio en la piscina o en el parque, nuestras funciones sumergibles garantizan que tendrá una mejor audición sin tener que preocuparse por dañar los dispositivos a causa de la humedad o el sudor. Puede escuchar su lista de reproducción favorita para practicar ejercicio mientras hace sus vueltas matutinas.



### Mientras se desplaza

¿Va a viajar en transporte público, salir a conducir o coger un avión? Nuestras funciones avanzadas de procesamiento de sonido mantienen el ruido ambiente complejo en un nivel cómodo para que pueda participar en la conversación mientras se desplaza.



### Mantenerse conectado

En la actualidad, estar conectado con amigos y familiares implica escuchar muchas voces y recibir varias videollamadas. Independientemente del teléfono que utilice, nuestra conexión integrada por Bluetooth® le permite atender llamadas en modo manos libres y transmitir la conversación directamente a sus oídos.

### En el trabajo o entornos sociales

Las reuniones grupales y las conferencias telefónicas en el trabajo, así como las reuniones sociales con mucha actividad, pueden convertirse en entornos sonoros complejos. La función RogerDirect™ suprime la necesidad de conectar equipos adicionales al procesador de sonido. Puede utilizar su transmisor Roger favorito para participar en la conversación.



### Una noche en la ciudad

La tecnología avanzada del micrófono direccional de Naída CI M, combinada con el micrófono M T-Mic™, le permite escuchar las conversaciones que tiene con las personas frente a usted al tiempo que se elimina el molesto ruido ambiente procedente de su lado y de atrás.

### Relajado en casa

Cuando esté listo para relajarse por la noche con su programa favorito de televisión, la compatibilidad del dispositivo Naída CI M con la tecnología Airstream le permitirán tener la opción de transmitir el audio de la televisión a sus oídos con el volumen preferido y sin molestar a las personas que ven el programa con usted.






# CONÉCTESE CON LOS MOMENTOS QUE AMA

El sonido nos conecta. Nos ayuda a adentrarnos a nuestro mundo y nos permite forjar relaciones sólidas con nuestros seres queridos. Nuestras conexiones nos inspiran y nos dan vida.

Viva esos momentos con el dispositivo Naída CI M, un procesador de sonido avanzado e intuitivo que se ha integrado con los avances más recientes de Phonak, la plataforma Marvel. Diseñado para que viva su vida a su manera y que logre una audición sin esfuerzos y exclusivamente suya.

Naída CI M se ha diseñado para vivir los momentos más importantes. Le ofrece:

-  **PODEROSA EXPERIENCIA AUDITIVA**
-  **CONFORT Y COMODIDAD SIN ESFUERZO**
-  **MÁXIMA FACILIDAD DE USO**



## PODEROSA EXPERIENCIA AUDITIVA

Sumergirse en los sonidos de un día en la playa. Ponerse al día con amigos y familiares cenando alrededor de una mesa animada. Disfrutar de un momento relajante mientras lee un libro con su hijo o su nieto. Estos son los momentos por los que vivimos; estos son los momentos que nos mantienen conectados con el mundo.

Para sacar el máximo provecho de los asombrosos momentos de la vida, debe tener la mejor experiencia auditiva, todo el día, todos los días: en el hogar, en el trabajo, con los amigos o la familia, o bien cuando disfruta de sus actividades favoritas. Naída CI M le ofrece una poderosa experiencia auditiva con una excelente calidad sonora en una variedad de situaciones y con soluciones integradas de conectividad.

### Diseñado para satisfacer sus necesidades auditivas

La acústica y los sonidos en la oficina se diferencian bastante de los de una caminata en el parque o de los de una cena en un restaurante. Para aprovechar al máximo cada entorno, necesita una solución auditiva que se haya diseñado para producir sonidos nítidos y claros en cualquier ambiente sonoro.

**El sistema operativo AutoSense OS 3.0** le brinda una poderosa experiencia auditiva mediante el acceso automático a una variedad de funciones que ajustan el sonido en función de su entorno. Esto quiere decir que tendrá la mejor audición en cada momento, todos los días, sin importar hacia dónde lo lleve la vida.



### La integración con Phonak Marvel le brinda un rendimiento excepcional.

Phonak Marvel es una plataforma tecnológica innovadora del líder en el sector en tecnologías de la audición. En el caso de Naída CI M, los fascinantes beneficios de Marvel y el procesamiento de sonido de confianza de Advanced Bionics se integran para ser un solo elemento que brinda una excelente calidad sonora y un rendimiento como nunca antes.

### La conectividad integrada le permitirá vivir el momento.

Las conexiones son una parte importante de nuestras vidas. Siempre estamos en busca de formas para mantenernos conectados: con nuestros familiares y amigos, nuestra música y programas y con los sonidos que están a nuestro alrededor.

A diferencia de otras plataformas de implantes cocleares, Naída CI M ofrece la capacidad para transmitir llamadas y audio directa y prácticamente desde cualquier teléfono inteligente y dispositivo Bluetooth. Nuestra tecnología RogerDirect de Phonak optimiza el rendimiento auditivo en los ambientes sonoros complejos sin conectar dispositivos adicionales al procesador de sonido. Esto quiere decir que podrá participar en las conversaciones en entornos sociales ruidosos o reuniones de trabajo, así como conectarse directamente con su actividad de ocio favorita en casa o mientras se desplaza.



#### Tecnología Roger™

Utilice Roger en ambientes sonoros complejos, como restaurantes concurridos o videoconferencias, para optimizar su rendimiento auditivo.



## CONFORT Y COMODIDAD SIN ESFUERZO

En todas sus aventuras debe contar con una solución auditiva que se adapte de manera eficaz a su vida y le permita dedicarse a sus pasiones y vivir la vida al máximo.

Nuestro procesador de sonido y la antena receptora se han diseñado para tener un ajuste cómodo, seguro y discreto. La comodidad y la seguridad de su dispositivo es lo último en lo que debe pensar cuando se prepara para hacer sus vueltas en la piscina o mientras se ata las zapatillas para salir a caminar. Gracias a Naída CI M, podrá centrarse en lo más importante: disfrutar las actividades que le encantan.

### Un ajuste cómodo y seguro

Usará el dispositivo casi todo el día, por lo que deberá usar un procesador de sonido y una antena receptora que sean cómodos y discretos que no interfieran en sus actividades favoritas. Esto le permitirá disfrutar de los sonidos que escucha sin preocuparse por el dispositivo.



#### Diseño contorneado

El diseño único de la batería en la parte inferior del procesador se adapta al contorno de la oreja para que el dispositivo quede fijo y permanezca oculto de manera cómoda.



#### Antena receptora fina

Naída CI M contiene una antena receptora fina y completamente nueva que ofrece bienestar y comodidad. Con un perfil discreto, permanece oculta para que pueda disfrutar de un estilo de vida activo.

### Adelante, a sumergirse.

Muchas de nuestras actividades favoritas se realizan en entorno activos: en la piscina, el jardín, mientras hacemos deporte y en la clase de ejercicios. Nuestra **batería sumergible** le ofrece la misma audición excelente incluso mientras disfruta de las actividades más exigentes, al tiempo que se garantiza un uso seguro y sin preocupaciones. Las antenas receptoras **AquaMic™** de AB son los únicos micrófonos para procesadores de sonido sumergibles del mundo. De esta forma, podrá disfrutar de un ejercicio intenso o una fiesta en la piscina, al tiempo que participa en las conversaciones en cualquier entorno.



## MÁXIMA FACILIDAD DE USO

Debe despertar, colocarse el procesador de sonido y empezar el día sabiendo que tendrá la mejor audición sin tener que realizar ajustes en el procesador. Para satisfacer sus necesidades, Naída CI M es un procesador sofisticado y tecnológicamente avanzado que es fácil de usar.

Nuestro sistema operativo AutoSense OS 3.0 se ha diseñado para que pueda realizar ajustes mientras se desplaza de un entorno sonoro a otro. Asimismo, la aplicación AB Remote le permite garantizar que el volumen, el programa y otros elementos se ajusten de la manera que más le gusta.

### Detecta y se adapta automáticamente a todas las situaciones.


Su agenda diaria puede llenarse rápidamente. Lo último que desea es preocuparse por ajustar el procesador cuando va de una reunión a un entorno social o a una sesión de ejercicio.

Con el fin de aprovechar al máximo cada situación, el sistema **AutoSense OS 3.0** utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar sonidos y establecer su ubicación, y realiza los ajustes correspondientes al instante. Este sistema se ha diseñado para tener un mejor rendimiento en ambientes ruidosos y también eliminar la necesidad de realizar ajustes manuales y desplazarse durante todo el día sin preocuparse por el procesador de sonido.

## Conectividad inalámbrica completamente integrada.


La vida en la actualidad precisa de conexiones y esto es cada vez más importante a medida que la tecnología avanza. Con el dispositivo Naída CI M, podrá disfrutar de una conexión inalámbrica sencilla y fluida con todos sus dispositivos favoritos.

Una vez que se haya conectado, podrá experimentar una excelente audición en el lugar de trabajo, una mejora de sonido de sus programas y música favoritos, y conexiones directas con sus familiares y amigos al teléfono o en conversaciones mediante videollamada. La integración de los accesorios de Bluetooth y Roger de Phonak hace que llevar a cabo todas estas conexiones sea algo sencillo e intuitivo.



### Incremento en la adopción de teléfonos inteligentes\*

El 77 % de los adultos mayores de 50 años utiliza los teléfonos inteligentes para permanecer conectados.



### La transmisión de contenido a través de tabletas se difunde cada vez más\*

El 70 % de los adultos mayores de 50 años transmiten vídeo o programaciones en sus tabletas.

### Aplicación AB Remote: para un mejor control.

Controlar fácilmente el procesador de sonido implica obtener siempre el mejor sonido posible. Con nuestra **aplicación AB Remote** esto se realiza de forma sencilla y discreta, ya que puede manejar con comodidad todos los dispositivos de audición desde un teléfono inteligente.



\*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Extraído de <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>



## CONFIGURACIONES PERSONALIZABLES PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES.

En Advanced Bionics, trabajamos todos los días para garantizar que se satisfagan sus necesidades auditivas únicas. En conjunto con Phonak, somos parte de la empresa de soluciones auditivas más grande e innovadora que se especializa en brindar soluciones a los pacientes con todos los tipos y grados de pérdida auditiva.

Si utiliza un implante coclear y un audífono, puede tener un dispositivo **Naída CI M** en una oreja y un audífono **Phonak Naída™ Link M** en la otra. Este enfoque personalizado se ha diseñado para garantizar que ambos dispositivos procesen los sonidos de la misma forma. Estos dispositivos en conjunto proporcionan experiencias auditivas constantes y una excelente comprensión verbal, a diferencia de usar un audífono y un implante coclear que no se han diseñado para que funcionen juntos.

Para obtener una solución auditiva que se haya diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades únicas, tome la decisión evidente. Elija la potencia de Advanced Bionics y Phonak.



## La solución de dos oídos diseñada para trabajar en conjunto

En el caso de las personas con algo de audición en un oído, el uso del audífono adecuado les ayudará a tener una mejor audición que con el IC solo. El uso del Naída Link M junto con un dispositivo Naída CI M brinda un sonido uniforme en ambos oídos, y le permite ajustar ambos dispositivos con un único control.



## UN COMPAÑERO PARA EL MEJOR RESULTADO AUDITIVO

Advanced Bionics reconoce que este es un camino de por vida, y le acompañaremos en cada paso del mismo. Este es el motivo por el que elegir AB y Phonak implica tener un compañero en su camino a la audición que nunca dejará de buscar maneras para garantizar que disfrute de una vida llena de sonidos.

Cuando empiece a pensar en el implante coclear, nuestro portal de rehabilitación en línea, **HearingSuccess**, puede ayudarle a identificar sus necesidades auditivas, cumplir objetivos y recibir asistencia. Una vez que se active su implante, podrá seguir aumentando al máximo sus resultados con el portal. Manténgase actualizado con los desarrollos tecnológicos más recientes aprovechando potentes herramientas y recursos que pueden ayudarle en su rehabilitación.

## Recurso de rehabilitación SoundSuccess

Comunicarse con confianza requiere práctica. El **recurso de rehabilitación SoundSuccess™** es un programa interactivo en línea donde puede poner en práctica su capacidad de oír el lenguaje cotidiano y las conversaciones en la comodidad de su hogar. Se ha diseñado para mejorar:

- La confianza mediante el uso de la tecnología de audición.
- La facilidad para comprender a distintos oradores.
- La facilidad para oír en entornos ruidosos.

Visite [HearingSuccess.com](https://hearing-success.com) para acceder a *SoundSuccess* y descubrir otros recursos para ayudarle a cumplir sus objetivos de audición.\*

Visite [AdvancedBionics.com/blog](https://advancedbionics.com/blog) para leer historias escritas por personas que usan IC sobre su camino a la audición, así como artículos prácticos sobre la tecnología para la pérdida auditiva e implantes cocleares.

\* Disponible en español próximamente.



# MEJORANDO LA AUDICIÓN. CONECTANDO VIDAS.

En Advanced Bionics, creemos que todo el mundo puede vivir sin las limitaciones que supone la pérdida auditiva. Este es el motivo por el que nos entusiasma ofrecer el dispositivo Naída CI M, el procesador de sonido para implantes cocleares más flexible, innovador y enfocado en los pacientes que está disponible en la actualidad.

Naída CI M adapta la mejor tecnología y los mejores servicios de Advanced Bionics y Phonak a sus necesidades específicas para ayudarle a mejorar su audición. Cuando logra tener una mejor audición, puede conectarse por completo con el mundo de sonidos que le rodea. Es tan fácil, y revolucionador, como eso.

Decenas de miles de personas en todo el mundo ya se benefician de nuestros implantes cocleares.

Visítenos en [AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) y empiece su camino hacia una mejor audición hoy mismo.



## SOBRE **ADVANCED BIONICS**

Desde sus inicios, Advanced Bionics fue fundada con el propósito de innovar para ofrecer una mejor audición. Nuestro compromiso de poner a los pacientes en primer lugar y brindarles la mejor audición posible se mantiene a la vanguardia de lo que hacemos.

Las oficinas principales de AB, incluidas las instalaciones de investigación, ingeniería y fabricación, están ubicadas cerca de Los Ángeles, California, mientras que nuestra sede internacional se encuentra cerca de Zúrich, Suiza. Desde 2009 formamos parte de Sonova, líder mundial en soluciones para el cuidado de la audición: fundada en 1947, el grupo Sonova está presente en más de 100 países en todo el mundo y cuenta con más de 14.000 empleados especializados.

Nuestras oficinas centrales en España se encuentran situadas cerca de Alicante. El edificio Sonova es un entorno colaborativo que favorece las sinergias entre AB y Phonak y que nos dota con todos los servicios necesarios para dar la mejor atención y una respuesta rápida y eficaz a nuestros usuarios.



### Centros **AB Contigo.**

Contamos además con una red de centros certificados para poder ofrecer a nuestros usuarios un servicio técnico y asesoramiento más cercano y personalizado. Acceda al buscador de centros aquí: [AdvancedBionics.com/centrosABcontigo](https://AdvancedBionics.com/centrosABcontigo)

Nos motiva el éxito de las personas que eligen Advanced Bionics y nos sentimos honrados de tener la oportunidad de ayudar a las personas con pérdida auditiva a disfrutar de una vida sin limitaciones.



Escanee el código QR para saber más sobre nuestros nuevos productos o visite [AdvancedBionics.com/NaidaCIM](https://AdvancedBionics.com/NaidaCIM)



🏠 **ADVANCED BIONICS LLC** – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States  
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 [info.us@advancedbionics.com](mailto:info.us@advancedbionics.com)

**EC REP** **ADVANCED BIONICS GMBH** - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Para obtener información sobre otras ubicaciones de AB, visite [advancedbionics.com/contact](https://advancedbionics.com/contact)

\* No todos los colores están disponibles en todos los mercados.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Consulte con su representante local de AB la aprobación reglamentaria y la disponibilidad en su región.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sonova AG está bajo licencia.