

MAAK VERBINDING MET DE DIERBARE MOMENTEN



NAÍDA CI M



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



KRACHTIGE VERBINDINGEN BEGINNEN HIER

Het leven zit vol prachtige momenten. Het leven biedt momenten die inspireren, opvrolijken en mensen verbinden en u wilt deze uiteraard actief beleven en ervan genieten. Al meer dan 25 jaar is **Advanced Bionics** innovatieleider op het gebied van cochleaire implantaten. We presenteren nu samen met **Phonak**, wereldleider op het gebied van hooroplossingen, onze meest geavanceerde cochleaire implantaatprocessor ooit: de **Naída™ CI M spraakprocessor**.

De Naída CI M maakt gebruik van het krachtige **Marvel Platform** van Phonak en biedt een flexibele hooroplossing die specifiek is ontworpen voor uw unieke behoeften, op het werk, tijdens het sporten of onderweg.

Met de Naída CI M heten we u van harte welkom in de wereld van krachtige verbindingen nu en in de toekomst.

NAÍDA CI M



DE NAÍDA CI M SPRAAKPROCESSOR SPECIAAL VOOR U ONTWORPEN

De Naída CI M maakt deel uit van een innovatief, geavanceerd cochleair implantaatsysteem dat een geweldige hoorervaring biedt. Niet alleen hoort u een krachtig geluid en kunt u perfect horen in iedere omgeving, maar ook is het systeem flexibel en robuust genoeg voor alle avonturen die het leven voor u in petto heeft.

De Naída CI M biedt diverse functies waarmee u beter kunt horen in alle luistersituaties met behulp van het AutoSense OS™ 3.0 besturingssysteem. Bovendien kunt u rechtstreeks streamen vanaf een veelvoud aan apparaten. U kunt erop vertrouwen dat ieder aspect van dit systeem moeiteloos bediend kan worden, zodat u profiteert van ultiem gebruiksgemak.



Microfoons

Een aantal microfoons op de zendspool en processor vangt geluiden op en stuurt deze naar de spraakprocessor.

Spraakprocessor

De spraakprocessor, die op het oor wordt gedragen, analyseert geluiden en stuurt deze via de zendspool naar het implantaat.

Zendspool

De magnetische zendspool maakt verbinding met het cochleair implantaat aan de binnenkant en kan volledig worden verwijderd.



Implantaat

Aan de binnenkant ontvangen het HiRes™ Ultra 3D cochleair implantaat en de elektrode-array het verwerkte signaal, waarna deze de gehoorzenuw stimuleren. De signalen worden vervolgens naar de hersenen geleid, waar ze worden geïnterpreteerd als geluid. Het implantaat is MRI-compatibel, wat inhoudt dat het implantaat niet verwijderd hoeft te worden als u ooit een MRI-scan moet ondergaan.

Accessoires

Voor bijzondere omgevingen, zoals zwembaden, rumoerige restaurants of vergaderingen, bestaan er diverse accessoires die ontworpen zijn om u te helpen optimaal te horen en in het middelpunt van het gesprek te staan.



ONTWORPEN VOOR HET LEVEN. ONTWORPEN VOOR U.

Uw dagen vullen zich al snel met werk, tijd met het gezin en sociale activiteiten. Bij veel zaken waar u van houdt, komt u lastige luistersituaties tegen. En ongeacht waar u bent of wat u doet, u wilt altijd zo goed mogelijk kunnen horen.

De Naída CI M is ontworpen voor u en uw drukke leven. Dankzij de vele functies zult u gemoedsrust ervaren, omdat u in iedere situatie moeiteloos kunt profiteren van een krachtige hoorervaring. Dus plan uw agenda maar vol. Ga uw passies achterna. De Naída CI M helpt u om ten volle van het leven te genieten.

Sporten

Of u nu in het zwembad of in het park sport, onze waterdichte functies zorgen ervoor dat u optimaal kunt horen en u zich geen zorgen hoeft te maken over mogelijke schade aan uw toestellen door vocht en zweet. Luister dus met een gerust hart naar uw favoriete afspeellijst terwijl u 's morgens een rondje gaat hardlopen.



Onderweg

Op pad met het openbaar vervoer, een stuk rijden met de auto of op reis met het vliegtuig? Onze geavanceerde geluidsverwerkingsfuncties zorgen ervoor dat u storende achtergrondgeluiden niet als hinderlijk ervaart, zodat u ook onderweg in gesprek kunt blijven.



Verbonden blijven

Contact houden met vrienden en familie betekent tegenwoordig vaak telefoneren of videobellen. Dankzij onze ingebouwde Bluetooth®-connectiviteit kunt u hands-free telefoongesprekken aannemen en het gesprek rechtstreeks naar uw oren streamen, ongeacht welke telefoon u gebruikt.

Op het werk of in sociale kring

Groepsbijeenkomsten, videovergaderingen op het werk en drukke sociale gelegenheden kunnen voor lastige luisteromgevingen zorgen. Dankzij de RogerDirect™ functie hoeft u geen extra apparaten te koppelen aan uw spraakprocessor. Met uw favoriete Roger zender plaatst u zichzelf eenvoudig in het middelpunt van het gesprek.



Op stap

Dankzij de combinatie van enerzijds de geavanceerde directionele microfoontechnologie van de Naída CI M en anderzijds de M T-Mic™ microfoon kunt u spraak die van voor komt horen terwijl de storende ruis op de achtergrond naast en achter u wordt gedempt.

Thuis ontspannen

Wanneer u 's avonds de dag wilt afsluiten met uw favoriete tv-serie, kunt u de audio van de tv op het gewenste volume naar uw oren streamen zonder dat degenen die met u meekijken hier last van hebben. Dit is te danken aan het feit dat de Naída CI M compatibel is met AirStream technologie.



MAAK VERBINDING MET DE DIERBARE MOMENTEN

Geluid verbindt mensen. Dankzij geluid kunnen wij opgaan in onze wereld en kunnen we een hechte band opbouwen met de mensen om ons heen. Deze verbindingen inspireren ons en geven zin aan ons leven.

Leef voor deze momenten met de Naída CI M, een gebruiksvriendelijke, geavanceerde spraakprocessor die is geïntegreerd met het Marvel platform, de nieuwste ontwikkeling van Phonak. Een oplossing die is ontworpen voor uw manier van leven, zodat u moeiteloos kunt horen op de manier die u wenst.

De Naída CI M is ontworpen voor de momenten die er echt toe doen. De voordelen:

-  **KRACHTIGE HOORERVARING**
-  **MOEITeloos COMFORT EN GEMAK**
-  **ULTIEM GEBRUIKSGEMAK**



KRACHTIGE HOORERVARING

Beleef een dag op het strand met alle bijbehorende geluiden. Praat aan een volle, gezellige tafel bij met vrienden en familie tijdens een diner of geniet van het voorlezen aan uw kind of kleinkind. Voor deze momenten leven we en dankzij deze momenten staan we middenin het leven.

U wilt de prachtigste momenten van het leven volledig meekrijgen en daarvoor wilt u op ieder moment van de dag zo goed mogelijk kunnen horen. Thuis, op het werk, in het gezelschap van vrienden of familie of wanneer u uw favoriete hobby's uitoefent. De Naída CI M biedt een krachtige hoorervaring dankzij de fantastische geluidskwaliteit in diverse situaties en de ingebouwde connectiviteitsoplossingen.

Ontworpen voor al uw luisterbehoefden.

Op kantoor heeft u te maken met een andere akoestiek en andere geluiden dan tijdens een wandeling in het park of een diner in een restaurant. Om iedere situatie zo goed mogelijk mee te krijgen, hebt u een hooroplossing nodig die helder en rijk geluid biedt in iedere luistersituatie.

AutoSense OS 3.0 biedt u een krachtige hoorervaring en bevat diverse, automatische functies die het geluid aanpassen aan uw omgeving. Zo kunt u op ieder moment van de dag optimaal horen, waar u ook bent.



Integratie met Phonak Marvel voor krachtige prestaties.

Phonak Marvel is het baanbrekende technologieplatform van de marktleider op het gebied van hoortechnologieën. In de Naída CI M zijn de voordelen van Marvel en de betrouwbare geluidsverwerking van Advanced Bionics als één geheel geïntegreerd, waardoor het toestel een uitstekende geluidskwaliteit en ongekennde prestaties biedt.

Het moment beleven dankzij ingebouwde connectiviteit.

Verbindingen spelen een belangrijke rol in ons leven. We zijn altijd op zoek naar manieren waarop we in verbinding kunnen blijven — met onze familie en vrienden, onze favoriete muziek en series en de geluiden om ons heen.

De Naída CI M biedt de mogelijkheid om telefoongesprekken en audio rechtstreeks te streamen vanaf vrijwel iedere smartphone en elk apparaat met Bluetooth®, iets wat andere cochleair implantaatplatformen niet kunnen. Dankzij onze Phonak RogerDirect technologie kunt u beter horen in lastige luistersituaties zonder dat u hiervoor extra apparaten aan de spraakprocessor hoeft te koppelen. U staat dus in het middelpunt van het gesprek bij rumoerige sociale gelegenheden of vergaderingen op het werk, en thuis of onderweg kunt u rechtstreeks verbinding maken met uw favoriete entertainment.



Roger™ technologie

Roger is er om uw hoorprestaties te verbeteren in lastige luistersituaties, zoals drukke restaurants of videovergaderingen.



MOEITeloos COMFORT EN GEMAK

Voor al uw avonturen hebt u een hooroplossing nodig die naadloos in uw leven past, zodat u uw passies achterna kunt gaan en ten volste van het leven kunt genieten.

Het ontwerp van onze spraakprocessor en zendspoel zorgt ervoor dat de toestellen comfortabel en stevig zitten en niet opvallen. Wanneer u baantjes gaat trekken in het zwembad of uw veters strikt om te gaan wandelen, zijn het comfort en de veiligheid van uw toestel immers wel het laatste waarover u wilt nadenken. Met de Naída CI M kunt u zich op het belangrijkste focussen: genieten van de favoriete activiteiten.

Een comfortabele en veilige pasvorm.

U gaat uw toestel bijna 24 uur per dag dragen. Daarom is het belangrijk dat de spraakprocessor en de zendspoel comfortabel zitten, niet opvallen en u tijdens uw favoriete bezigheden niet in de weg zitten. Zo kunt u echt genieten van wat u hoort en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw toestel.



Natuurlijke vormgeving

De uniek vormgegeven batterij aan de onderkant van de processor volgt de vorm van het oor, waardoor het toestel stevig en comfortabel zit.



Dunne zendspoel

De Naída CI M is voorzien van een gloednieuwe, dunne zendspoel die optimaal comfort en gemak biedt. Omdat de zendspoel zo dun is, ondervindt u er geen hinder van en kunt u er een actieve leefstijl op nahouden.

Plezier op en in het water.

Bij veel van onze favoriete activiteiten zijn we actief bezig: zwemmen, tuinieren, sporten en fitnessen. Dankzij onze **waterdichte batterij** kunt u zelfs tijdens de wildste activiteiten zeer goed horen. U kunt er gerust op zijn dat het toestel altijd stevig blijft zitten. Bovendien zijn de **AquaMic™** zendspoelen van AB de enige spraakprocessormicrofoons ter wereld die waterdicht zijn. Hierdoor kunt u helemaal opgaan in uw intensieve work-out of dat dagje aan het strand en in iedere omgeving blijven deelnemen aan de gesprekken.



ULTIEM GEBRUIKSGEMAK

U wilt 's ochtends opstaan, uw spraakprocessor plaatsen en meteen aan de dag beginnen in de geruststellende wetenschap dat u optimaal hoort en u uw processor niet hoeft aan te passen gedurende de dag. De Naída CI M is een verfijnde, technologisch geavanceerde processor met een intuïtieve werking en kan zodoende voorzien in deze behoeften.

Ons AutoSense OS 3.0 kan aanpassingen aanbrengen terwijl u van luisteromgeving verandert en met de AB Remote app kunt u het volume, het programma en meer precies zo instellen zoals u dat wenst.

Automatische detectie en aanpassing aan iedere situatie.


Een dag is al gauw volgepland. U wilt dus niet ook nog eens hoeven nadenken over het aanpassen van uw processor terwijl u van een vergadering naar een sociale gelegenheid of work-out gaat.

U wilt iedere situatie zo goed mogelijk meekrijgen. Daarom detecteert **AutoSense OS 3.0** met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) het geluid en de omgeving waarin u zich bevindt en worden meteen de juiste aanpassingen aangebracht. Hierdoor zijn betere hoorprestaties in lawaai mogelijk en zijn ook handmatige aanpassingen niet meer nodig. Zo kunt u zich vrij door de dag bewegen en hoeft u zich niet druk te maken over uw spraakprocessor.

Volledig geïntegreerde draadloze connectiviteit.

Tegenwoordig draait het in het leven vaak om verbindingen en dit wordt alleen maar belangrijker naarmate de technologie evolueert. Met de Naída CI M profiteert u eenvoudig en zonder enige moeite van draadloze connectiviteit met al uw favoriete apparaten.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u perfect horen op het werk, ervaart u beter geluid tijdens uw favoriete serie en muziek en kunt u rechtstreeks verbinden met vrienden en familie via de telefoon of tijdens het videobellen. Bovendien verlopen al deze verbindingen eenvoudig en intuïtief door de integratie van Bluetooth en Phonak Roger accessoires.



Meer mensen gebruiken smartphones*

77% van de 50+'ers gebruikt een smartphone om contact te houden met anderen



Content streamen op een tablet is tegenwoordig heel gewoon*

70% van de 50+'ers streamt video en/of programma's op een tablet

AB Remote app voor meer controle.

Wanneer u eenvoudig uw spraakprocessor kunt bedienen, hoort u altijd het beste geluid. Met onze handige **AB Remote app** kunt u heel eenvoudig en discreet al uw toestellen op één smartphone bedienen.



*Onderzoek van de AARP uit 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Bron: <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

AANPASBARE CONFIGURATIES VOOR IEDERE BEHOEFTE.

Bij Advanced Bionics werken we elke dag hard om ervoor te zorgen dat aan al uw unieke hoorbehoefte wordt voldaan. Samen met Phonak maken wij deel uit van het grootste en meest innovatieve bedrijf op het gebied van hooroplossingen en zetten we alles op alles om oplossingen te ontwikkelen voor patiënten met ieder type en iedere graad van gehoorverlies.

Als u een cochleair implantaat en een hoortoestel gebruikt, kunt u een **Naída CI M** in het ene oor en een **Phonak Naída™ Link M** hoortoestel in het andere oor dragen. Deze aanpak op maat is ontwikkeld om te waarborgen dat beide toestellen geluiden op dezelfde manier verwerken. De twee toestellen samen bieden een consistente geluidservaring en uitstekend spraakverstaan. Dit in tegenstelling tot een hoortoestel en een cochleair implantaat die niet ontworpen zijn om te kunnen samenwerken.

Als u een hooroplossing zoekt die specifiek is ontworpen voor uw specifieke behoeften, kunt u een goede keuze maken. Kies voor de gebundelde kracht van Advanced Bionics en Phonak.




De hooroplossing voor twee oren die samenwerken

Mensen die nog enig gehoor hebben in het ene oor, kunnen met het juiste hoortoestel zelfs beter horen dan met alleen een cochleair implantaat. Als u zowel een Naída Link M als een Naída CI M draagt, ervaart u een consistent geluid in beide oren en zijn beide apparaten met één druk op de knop te bedienen.



Naída Link M hoortoestel



Naída CI M spraakprocessor



EEN PARTNER VOOR SUCCESVOL HOREN

Advanced Bionics begrijpt dat deze reis uw hele leven lang voortduurt. Wij begeleiden u graag tijdens iedere stap. Als u kiest voor de combinatie van AB en Phonak, krijgt u een partner op het gebied van horen die altijd een manier zal proberen te vinden om uw leven te verrijken met geluid.

Wanneer u een cochleair implantaat gaat overwegen, kunt u op ons online revalidatieplatform **HearingSuccess** uw hoorbehoefte bepalen, doelen stellen en ondersteuning krijgen. Ook nadat uw implantaat is geactiveerd, kunt u met het portaal successen blijven boeken. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied met krachtige tools en handige hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw revalidatie.

Revalidatietool SoundSuccess

Het vergt oefening om zelfverzekerd te communiceren. **De revalidatietool SoundSuccess™** is een online, interactief programma waarmee u thuis kunt oefenen met luisteren naar alledaagse taal en gesprekken. De tool biedt de volgende voordelen:

- U wordt zelfverzekerder in het gebruik van uw hoortechnologie
- U kunt eenvoudiger verschillende sprekers verstaan
- U kunt eenvoudiger luisteren in rumoerige omgevingen

Ga naar [HearingSuccess.com](https://www.hearingsuccess.com) en ontdek *SoundSuccess* en andere hulpmiddelen die u helpen om uw hoordoelen te bereiken.

Ga naar [AdvancedBionics.com/blog](https://www.advancedbionics.com/blog) en lees de verhalen van gebruikers van cochleaire implantaten over hun hoorreis, alsmede praktische artikelen over gehoorverlies en de cochleair implantaattechnologie.



HET GEHOOR VERBETEREN MENSEN VERBINDEN

Bij Advanced Bionics zijn we van mening dat iedereen zonder de beperkingen van gehoorverlies zou moeten kunnen leven. Daarom presenteren we nu ook met gepaste trots de Naída CI M, de meest flexibele, innovatieve en gebruikersgerichte cochleaire implantaat-spraakprocessor die op dit moment verkrijgbaar is.

De Naída CI M combineert de beste technologie en diensten van Advanced Bionics en Phonak en voorziet zo in uw specifieke behoeften, zodat uw gehoor zo goed mogelijk wordt verbeterd. Want wanneer u optimaal kunt horen, kunt u volledig deelnemen aan de wereld van geluid om u heen. Hoe levensveranderend ook, wij proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken.

Over de hele wereld maken reeds tienduizenden personen gebruik van onze cochleaire implantaten.

Ga naar [AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) en begin vandaag nog uw reis naar beter horen.



OVER ADVANCED BIONICS

Vanaf het begin is Advanced Bionics gebaseerd op het principe van innovatie voor beter horen. Onze toewijding om patiënten op de eerste plaats te stellen en de best mogelijke hoorprestaties te leveren, blijft voorop staan in wat we doen.

Hoofdkantoren van AB, inclusief onderzoeks-, engineering- en productiefaciliteiten bevinden zich in de buurt van Los Angeles, Californië, terwijl ons internationale hoofdkantoor in de buurt van Zürich, Zwitserland is gevestigd. Sinds 2009 maken we deel uit van Sonova, de wereldleider op het gebied van hooroplossingen: de Sonova-groep, opgericht in 1947, is aanwezig in meer dan 100 landen over de hele wereld en heeft meer dan 14.000 toegewijde medewerkers.

Wij worden gedreven door het succes van de mensen die voor Advanced Bionics kiezen en we zijn vereerd dat wij mensen met gehoorverlies kunnen helpen te genieten van een leven zonder beperkingen.



Scan de QR code voor meer informatie over onze nieuwe producten of bezoek AdvancedBionics.com/NaídaCIM



🏠 **ADVANCED BIONICS LLC** – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

EC REP **ADVANCED BIONICS GMBH** - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Neem in Nederland of Vlaanderen contact op met AB door te mailen naar info.benelux@advancedbionics.com

*Niet alle kleuren en maten zijn in alle regio's beschikbaar.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Vraag uw plaatselijke contactpersoon van AB naar goedkeuring door de regelgevende instantie en beschikbaarheid in uw regio.

Het woordmerk en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.