

お使いの人工内耳プロセッサに、ワンタッチでつけられて簡単！
ロジャーが、教室や会議などでの聞き取りをサポートします。

アドバンスト・バイオニクス社 ナイーダCIサウンドプロセッサ専用 ロジャー受信機

ロジャー 17

NEW



価格:98,000円(税抜) 全5色



ロジャー 17

ロジャーとは

話し手が使用する「送信機（ワイヤレスマイクロホン）」と、聞き手が使用する「受信機」、教室や会議室などに置く「線音源スピーカー」を中心とするシステムです。

ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信するので、補聴器／人工内耳単独では言葉の聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな「聞こえ」が可能になります。



【送信機】ロジャー タッチスクリーンマイク

価格:128,000円(税抜)

★他にもペン型やクリップ型など、いろいろございます。

roger

デジタルワイヤレス補聴援助システム

PHONAK
life is on